

肺癌 PD-L1 22C3 免疫組織化學染色送檢單(默沙東肺癌免疫治療專用)

病人姓名： _____ 身分證字號： _____
病歷號碼： _____ 送檢醫院： _____
病理號碼： _____ 送檢醫師： _____
檢體種類： Slides Block 固定液： 中性福馬林
性別/年齡： 女 男 / _____ 歲

聯絡電話： _____

聯絡人： _____

報告寄送地址： _____

退件原因： _____

送檢注意事項如下：

1. 組織固定時間必須達 6 小時以上，不宜超過 72 小時；烤片溫度請勿超過 60°C。
2. 三片空白片(4-5 μ m)請務必使用親水性玻片 **Hydrophilic coating slide**。
3. 脫鈣檢體不宜進行檢測。
4. 最晚於收件日起算 10 個工作日內發出正式報告。