

### 大腸癌 RAS 基因突變送檢單

病人姓名：\_\_\_\_\_ 身分證字號：\_\_\_\_\_

病歷號碼：\_\_\_\_\_ 送檢醫院：\_\_\_\_\_

切片號碼：\_\_\_\_\_ 送檢醫師：\_\_\_\_\_

檢體種類： 1 片玻片及 2 管 1.5 mL eppendorf  蠟塊  
 福馬林浸泡之組織

檢驗項目： KRAS 12、13  
 KRAS 59、61、117、146 / NRAS 12、13、59、61、117、146

#### 送檢注意事項：

- 請用正楷清楚填寫。
- 腫瘤細胞<5%，以退件處理。
- 檢體必須盡快置入 10%中性福馬林液固定，固定時間必須>6 小時，且不超過 72 小時。
- 脫鈣檢體不宜進行檢測。
- 固定不良之組織會造成 DNA 斷裂嚴重，不宜進行檢測。
- 切 1 片組織空白片(5 $\mu$ m)用於 H&E stain。2 管 1.5ml eppendorf，各放有 5 捲組織空白切片，用於 DNA 萃取。
- 每週執行 2 次。

### 大腸癌 RAS 基因突變送檢單

病人姓名：\_\_\_\_\_ 身分證字號：\_\_\_\_\_

病歷號碼：\_\_\_\_\_ 送檢醫院：\_\_\_\_\_

切片號碼：\_\_\_\_\_ 送檢醫師：\_\_\_\_\_

檢體種類： 1 片玻片及 2 管 1.5 mL eppendorf  蠟塊  
 福馬林浸泡之組織

檢驗項目： KRAS 12、13  
 KRAS 59、61、117、146 / NRAS 12、13、59、61、117、146

#### 送檢注意事項：

- 請用正楷清楚填寫。
- 腫瘤細胞<5%，以退件處理。
- 檢體必須盡快置入 10%中性福馬林液固定，固定時間必須>6 小時，且不超過 72 小時。
- 脫鈣檢體不宜進行檢測。
- 固定不良之組織會造成 DNA 斷裂嚴重，不宜進行檢測。
- 切 1 片組織空白片(5 $\mu$ m)用於 H&E stain。2 管 1.5ml eppendorf，各放有 5 捲組織空白切片，用於 DNA 萃取。
- 每週執行 2 次。