

對外通告

編號：CP-2025-17

日期：2025 年 11 月 21 日

通告主旨：

1. 即日起，經文件審查後修訂 NSE(Neuron Specific Enolase；神經元特異性烯醇酶)之參考區間。
2. 即日起，經文件審查後修訂有關糞便檢查項目(詳下表)之檢體採集說明。
3. 自 2025 年 11 月 25 日(二)起收回檢體，APCA(Anti Parietal Cell Antibody；壁細胞抗體)更換試劑廠牌及修訂檢體採集與臨床可發報告範圍。

造成不便，敬請見諒。

說 明：

項 目	內 容
NSE (神經元特異性烯醇酶) 項目單位：ng/mL 健保編號：無	【參考區間】 ≤ 16.300 原參考範圍為：< 16.300
糞便檢查項目(右列)	(1)Amoeba Trophozoite, Cyst 阿米巴痢疾 MIF(merthiolate iodine formaldehyde)糞便濃縮染色法 ※健保代碼：無 (2)Stool Routine Analysis 糞便常規檢查 ※健保代碼：07009C (3)Parasite Screen 寄生蟲卵抹片檢查及寄生蟲卵濃縮法 ※健保代碼：07011C 及 07012C
糞便採集取量說明	經由文件審查以及降低檢體採樣誤差，特此說明糞便採檢量： 【檢體採集】 挖取 1 公克(約拇指頭大小)的糞便量 原檢體採集為：挖取約一粒花生米大小(1g)之糞便
APCA (壁細胞抗體) 健保編號：12058B	更換試劑廠牌為 EUROIMMUN，檢驗方法不變，參考區間相同。 【檢體採集】 使用血清檢體，保存 2-8℃ 穩定 14 天。若要長期保存放於-20℃ 冷凍。 【參考區間】 1:10(-) (未變更) 【報告格式】 1:10(-)、1:10(+)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+) 1:160(+)、1:320(+)、1:640(+) 及 >1:640(+) 原報告格式為：1:10(-) ~ >1:320(+)

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組

核發章：



QR-0801-01

注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其任。

QP-0801(2v0)