

# 台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序	QP-0801	機密等級：密
-------------	---------	--------

## 對外通告

編號：CP-2026-02

日期：2026 年 01 月 20 日

### 通告主旨：

1. 提供生化免疫組 2026 年危急決策暨感控界限一覽表。
2. 「台北病理中心生化免疫組送檢注意事項」經由年度審查後通知修訂內容，以提供客戶參考。

造成不便，敬請見諒。

### 說明：

1. 依據年度客戶意見調查表回饋、委外代檢及實驗室品質文件審查後提供最新版「危急決策暨感控界限一覽表」，提供客戶參考使用。

檢驗項目	危急決策暨感控界限	備註
Acetaminophen	> 150.0 ug/mL	
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	> 100.0 seconds	
Albumin	< 2.5 g/dL	
Amikacin (Peak & Trough)	> 35.0 ug/mL	
Amoeba Ab (Serum)	(+) NTU	
Anti-HAV IgM	(+) COI	
Anti-HBc IgM	(+) COI	
Anti-HDV	(+) COI	
Ca, Calcium (Serum)	< 8.0 或 > 11.0 mg/dL	
Carbamazepine (Tegretol)	> 15.0 ug/mL	
Cholesterol	> 300 mg/dL	
Cl, Chloride (Serum)	< 70 或 > 120 mmol/L	
Cyclosporine A	> 400.0 ng/mL	
Digoxin	> 2.00 ng/mL	
Dilantin (Phenytoin)	> 30.0 ug/mL	
Ethanol	> 100.0 mg/dL	
Gentamycin (Trough)	> 2.0 ug/mL	
Glucose (Serum)	< 50 或 > 500 mg/dL	
HIV Ag/Ab Combo	(+) S/CO	
K, Potassium (Serum)	< 2.8 或 > 6.5 mmol/L	
Legionella Ab (Serum)	≥1:256(+)	
Legionella Ag (Urine)	(+)	
Li, Lithium	> 1.50 mmol/L	
Lymphocyte Surface Marker: CD4 Absolute Count	≤199 /uL	

注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其責任。

# 台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序	QP-0801	機密等級：密
-------------	---------	--------

檢驗項目	危急決策暨感控界限	備註
Measles IgM	(+) Ratio	
Methanol	> 20 mg/dL	
Mg, Magnesium (Serum)	< 1.0 mg/dL	
MTB Infection Report - QuantiFeron TB (IGRA)	Indeterminate 或 (+)	2025 年新增
Mumps IgM	(+) Index	
Na, Sodium (Serum)	< 120 或 > 160 mmol/L	
Neisseria Gonorrhoeae DNA	(+)	
P, Phosphorus (Serum)	< 2.0 或 > 7.0 mg/dL	
Phenobarbital (Luminal)	> 50.0 ug/mL	
Prothrombin Time (PT)	> 40.0 seconds	
Rubella IgM	(+) Index	
Salicylate (Aspirin)	> 30.0 mg/dL	
STS-RPR (Serum)	(+); TPPA(+)	
Theophylline (Aminophylline)	> 20.0 ug/mL	
Toxoplasma IgM	(+) Index	
Valproic acid (Depakene)	> 200.0 ug/mL	
Vancomycin (Peak)	> 60.0 ug/mL	
Vancomycin (Trough)	> 20.0 ug/mL	
Varicella Zoster IgM	(+) Index	
VDRL (CSF)	(+)	
Widal test	≥1:160(+)	2025 年修訂

2. 「台北病理中心生化免疫組送檢注意事項」已於 2026 年 01 月 14 日更新版本，文件中標註底線為最新修訂內容。主要修訂：

(1) 新增檢驗使用容器：幽門呼氣試驗套組

(2) 必須加保存劑的尿液項目：補充收集注意事項說明

➡請至 台北病理中心官網 -> 下載專區 -> 採檢手冊 -> 下載「台北病理中心生化免疫組送檢注意事項」SOP-CP 採檢手冊附件(6v0)；提供連結網址：

<https://www.tipn.org.tw/DownloadArea/DownloadFile/89335a780421488ca4db9426b186f3a9>

發佈單位：台北病理中心

核發章：生化免疫組



QR-0801-01

注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其責任。