

台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序

QP-0801

機密等級：密

對外通告

+

編號：CP-2025-03

日期：2025 年 02 月 04 日

通告主旨：1. Catecholamine, urine 兒茶酚胺，恢復檢測服務。

2. HBsAg Quantitative B 肝表面抗原定量項目更換檢測儀器，修訂採檢手冊相關內容。

3. HBcrAg B 型肝炎病毒核心關連抗原更換委外單位，修訂報告格式以及採檢手冊相關內容。

說明：1. Catecholamine 尿液兒茶酚胺檢驗項目，2025 年 02 月 05 日起恢復服務；有關檢體保存條件為 2-8°C 10 日，-20°C 冷凍保存 1 個月，其餘不變動。

2. HBsAg Quantitative B 肝表面抗原定量將自 2025 年 02 月 10 日(週一)收回檢體更換檢測儀器，修訂採檢手冊相關內容。

項 目	內 容
HBsAg Quantitative B 肝表面抗原定量 健保編號：14032C	【檢測儀器】Alinity i, ABBOTT 【檢測方法】Chemiluminescent Microparticle Immunoassay 【檢體採集】血清或血漿 1.0mL 以上，抗凝劑可使用含 Li 或 Na-heparin、sodium citrate 或 K₂-EDTA 及 K₃-EDTA。 【檢體保存】2-8°C 穩定 14 日，-20°C 可長期保存。 【操作日期】每週一及週四操作，當日報告 【參考區間及項目單位】單位：IU/mL (-) < 0.05；(+) ≥ 0.05 原參考區間：(-) < 0.005 IU/mL

3. HBcrAg B 型肝炎病毒核心關連抗原將自 2025 年 02 月 06 日起更換委外單位，修訂報告格式及相關內容。

HBcrAg B 型肝炎病毒核心 關連抗原 健保編號：無	【委外單位】台北立人檢驗所 【檢測儀器】Fujirebio Lumipulse G1200 【檢測方法】Chemiluminescent Enzyme Immunoassay 【檢體採集】血清或血漿 0.5mL 以上，抗凝劑可使用含 Heparin、sodium citrate 或 EDTA。 【檢體保存】2-8°C 7 日，-20°C 冷凍可保存 14 日。 【操作日期】每週二上午操作，當日報告 【參考區間及項目單位】<3 LogU/mL，將以數值區分不再帶出(-)或(+)。(原參考區間：(-) < 1.0 kU/mL) 【特別說明】檢測機台相同，項目單位換算以下說明： 1.0 k U/mL = 1000 U/mL，若以 Log 值換算，則會轉換數值為 3 LogU/mL，<1.0 k U/mL 則轉換成 < 3 LogU/mL。
---------------------------------------	--

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組

QR-0801-01

核發章：

注意：任何個人、組織或團體在使用、複製、散播本文件之部分或全部內容前，應確定其合法授權，任何未經台北病理中心事前授權之使用、複製、散播，將違反台北病理中心管理規定，台北病理中心將依據相關法令規定追究其責任。

